



# Сменный нагревающийся НОСИК (Nozz-2)

Нагревающийся носик диаметром 0,7мм позволяет более точно подбирать толщину подачи пластика, а так же заменять вышедшие из строя элементы. Гарантия на продукт составляет 6 месяцев.

Подходит к ручкам:

\*Myriwell rp100A

\*Myriwell rp100B

\*Spider Pen START

\*Spider Pen PLUS

Сменный носик предназначен для самостоятельной замены. Замена носика производится следующим образом:

1. Снимаем аккуратно носик ручки, нажимая на защелки по бокам и вытягиваем его.
2. Производим замену носика.
3. Вставляем обратно в 3D ручку.

